

ファイバー鼻内視鏡



滅菌方法は2種

- 過酸化水素低温プラズマ滅菌（ステラッド®）
- エチレンオキサイドガス滅菌

※滅菌の最大許容回数は20回


- ・ 弊社の専用画像装置 (FC-304 / FL-301) に接続して使用するため、新たに鼻内視鏡専用カメラ装置を購入する必要がありません。
- ・ 鼻内視鏡用カメラヘッドを接続する必要があるため、軽量且つ操作性に優れています。

仕 様


商品番号	先端部形状	視野方向	挿入部外径	挿入部有効長	全長	視野角
100-3090	ストレート	0度	2.7mm	175mm	2,800mm	70度

■ 販売名：ファイバー鼻内視鏡
 ■ 医療機器認証番号：228AFBZX00032000


外 観




接続例



イメージ写真



硬性鏡画像



ファイバー鼻内視鏡画像

■ 仕様・外観については、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

製造販売元
ファイバーテック株式会社 千葉県佐倉市西御門409-1
 問合せ先
ファイバーテック株式会社 マーケティング本部
 東京都千代田区神田錦町3-23 TEL:03-5259-7601 FAX:03-5259-1155

代理店