

リニューザブルタイプの眼科用内視鏡

滅菌方法は3種

- 過酸化水素低温プラズマ滅菌 (ステラッド®)
- 低温蒸気ホルムアルデヒドガス滅菌
- エチレンオキサイドガス滅菌


※滅菌の最大許容回数は20回

プレビット

- ・ 従来の顕微鏡下硝子体手術では視野の確保が困難であった症例 (角膜・水晶体混濁、人工水晶体、小瞳孔等) や部位 (網膜周辺部、毛様体、虹彩裏面等) の観察が可能です。
- ・ 白内障手術においても、虹彩裏面やカプセルの状態の観察に有用性を発揮します。
- ・ 27Gモデルは、極小切開硝子体手術に、23G及び25Gモデルは小切開硝子体手術に使用することが可能です。
- ・ PV20-15kC、PV25-10k/SS、PV25-10kCは通常製品に比べて近焦点のため、網膜下手術に使用することが可能です。
- ・ 専用の画像装置と組み合わせて使用します。
(3CMOS HDカメラFC-304、3LED 光源装置FL-301)



仕様


商品番号	タイプ	ゲージ／挿入部最大径	ゲージ識別	挿入部有効長	全長	視野角	挿入部イメージ
100-3050	PV20-15k	20G/ 0.90mm	黄	25mm	1950mm	70°	
100-3164	PV20-15kC						
100-3052	PV23-10k	23G/ 0.63mm	橙				
100-3161	PV23-10kF						
100-3054	PV25-6k	25G/ 0.51mm	青				
100-305C	PV25-10k						
100-3162	PV25-10kF						
100-305K	PV25-10k/SS						
100-3160	PV25-10kC						
100-305A	PV27-3k	27G/ 0.41mm	茶				

■ 仕様・外観については、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 販売名: プレビット

■ 医療機器認証番号: 225AFBZX00150000

接続例



製造販売元
ファイバーテック株式会社 千葉県佐倉市西御門409-1
問い合わせ先
ファイバーテック株式会社 マーケティング本部
東京都千代田区神田錦町3-23 TEL: 03-5259-7601 FAX: 03-5259-1155

代理店